

GENTILE CLIENTE,

LA RINGRAZIAMO DELL'ACQUISTO DEL NOSTRO TEST DEL CAPELLO.

Prima di iniziare la procedura di raccolta, La preghiamo di prendere visione delle informazioni sulla finalità del test, sulle relative modalità di esecuzione e risultati ottenibili, consultando la documentazione allegata, e **provvedere alla compilazione ed alla firma del modulo di accettazione per l'espletamento dell'esame.**

Tale modulo correttamente firmato dovrà essere spedito al laboratorio con i capelli raccolti.

Raccolta dei campioni

Per la raccolta dei capelli necessari alle analisi può utilizzare una bustina di plastica pulita oppure della semplice carta stagnola in cui inserire **ALMENO 25 mg di CAPELLI** (ovvero circa 70 capelli) e poi chiudere con cura.

Se arriveranno in laboratorio meno di 25 mg di capelli non assicuriamo che verrà prodotto un risultato e in tal caso non rimborseremo il cliente della cifra impegnata per le analisi.

Variazione dell'ordine

Nel caso in cui il cliente volesse **aggiungere all'ordine le analisi di altre sostanze** basterà comunicare tale variazione a DNA Express tramite invio di una mail e comunicando il relativo codice cliente.

Per il test del capello anonimo le sostanze analizzabili sono:

- Alcool (ETG)
- Cocaina
- Marijuana (THC)
- Ecstasy (MDMA)
- Eroina
- Amfetamine
- Metamfetamine
- Ketamina
- Psicofarmaci (Benzodiazepine)
- CBD

- Fentanyl
- Ossicodone
- Buprenorfina
- Metadone
- Morfina

Il costo per ogni singola droga da analizzare è di 99€/cad. *(Il prezzo comprende anche le spese di spedizione per il ritiro con consegna assicurata in laboratorio).*

Cosa scrivere nel modulo di accettazione per analizzare le Benzodiazepine?

Come avrai notato, le benzodiazepine racchiudono 5 tipi di psicofarmaci, potrai scegliere di analizzarne solo uno oppure tutte e 5 *(pagando un supplemento di 99€/cad oppure sfruttando uno dei nostri pacchetti multi droga).*

Le benzodiazepine molto spesso vengono usate come droghe in casi di violenze sessuali, quindi se stai facendo questo esame per tale motivo è altamente consigliato analizzarle tutte.

In linea di massima, la benzodiazepina più comune in Italia è l'alprazolam.

Se non hai idea di quale tipo di benzodiazepina analizzare, scrivici in chat Whatsapp per un confronto, oppure considera che:

- Alprazolam è il principio attivo dello XANAX - ANSIOLIN - FRONTAL;
- Flunitrazepam è il principio attivo del ROIPNOL;
- Diazepam è il principio attivo del VALIUM;
- Clobazam è il principio attivo del EPACLOB - FRISIUM;

Se invece vuoi analizzare più droghe contemporaneamente abbiamo i seguenti pacchetti a prezzo scontato:

- ❖ 3 Sostanze a Scelta = 247€ *(invece che 300€)*
- ❖ 6 Sostanze a Scelta = 497€ *(invece che 600€, ovvero 1 Sostanza è in Omaggio)*
- ❖ 9 Sostanze a Scelta = 697€ *(invece che 900€, Massimo risparmio con 2 Sostanze in Omaggio)*

Dovrete allegare alla mail la copia del bonifico con il pagamento delle nuove analisi e aggiungere un totale di circa 50 mg di capelli (ovvero circa 100 capelli) per analizzare più di una sostanza *(da due sostanze sono richiesti solo 100 capelli totali, anche se dovete analizzare 10 droghe servono sempre 100 capelli).*

Tale variazione può essere fatta fino a 24 ore lavorative prima della partenza dei campioni per il laboratorio.

E' anche possibile richiedere l'invio di kit per l'esame da casa delle **droghe su urine e saliva** in cui vengono analizzate anche più sostanze stupefacenti per volta e il risultato è disponibile in pochi minuti nella comodità di casa:

Autotest da fare a casa Urine:

- 1 droga fra Marijuana (THC) o Cocaina;
- 5 droghe che comprende Marijuana, Cocaina, Ecstasy, Amfetamine ed Oppiacei;
- 11 droghe che comprende Marijuana, Cocaina, Ecstasy, Amfetamine, Oppiacei, Antidepressivi, Metadone, Barbiturici, Buprenorfine, Benzodiazepine e Metanfetamine.

Autotest da fare a casa Saliva:

- 3 droghe che comprende Marijuana, Cocaina e Amfetamine;
- 6 Droghe che comprende Marijuana, Cocaina, Amfetamine, Oppiacei, Metanfetamine ed Ecstasy.

Contattaci tramite mail ad info@dnaexpress.it per modificare subito il tuo ordine.

Modulistica

Si ricorda che **se i capelli raccolti verranno inviati senza il modulo di accettazione allegato, correttamente firmato, il Laboratorio non potrà procedere con l'analisi dei campioni ricevuti.**

Spedizione del Kit

Una volta raccolti i capelli e compilato il modulo di accettazione inserisci tutto in una busta da lettere (**dimensioni max della busta 29x21x5cm**) e scrivici sopra i seguenti dati di spedizione:

Lab. La Fontana - VIA PERFETTI 2H - 29121 PIACENZA

Contattaci tramite mail ad info@dnaexpress.it ed insieme fisseremo la data di ritiro dei campioni col nostro corriere.

Tempi di refertazione

L'esito dei nostri test è normalmente ottenibile in 14 giorni lavorativi dall'arrivo dei campioni al laboratorio.

Ricezione dei risultati

L'esito dell'esame sarà inviato mediante e-mail o WhatsApp.

Informativa sul Test

Il nostro test di secondo livello tramite gascromatografia-spettrometria di massa rileva la presenza delle droghe richieste in un periodo finestra proporzionato alla lunghezza del capello, ovvero 1cm = 1 mese a ritroso di analisi dal momento del prelievo del capello.

Il Test ha una percentuale di affidabilità massima del 99,99999998% (non è possibile raggiungere il 100% per soli motivi matematici). Per raggiungere la massima attendibilità dei risultati, il Centro Analisi rispetta scrupolosamente gli standard di qualità suggeriti nelle linee-guida e nelle direttive che a vari livelli vengono emanate dalle comunità scientifiche internazionali e nazionali.

L'accuratezza di questo test è limitata dal periodo di conservazione del campione e dalle condizioni in cui arriverà in laboratorio. Il risultato del test può anche essere influenzato da variazioni individuali e da possibili contaminazioni durante la raccolta del campione. Tale test, pertanto, ha valenza puramente informativa e non ha valore legale.

IMPORTANTE: Il test non può essere effettuato costringendo gli interessati ad effettuare il prelievo contro la propria volontà, o effettuando i prelievi su minori senza avere la potestà genitoriale sul minore medesimo (art. 316 c.c.), in quanto verrebbero violate delle norme di legge. Il cliente si assume ogni responsabilità nel caso gli stessi siano stati ottenuti in maniera illegale.

Ripetizione delle analisi

Nel caso in cui il laboratorio valuterà che i campioni arrivati in laboratorio siano inferiori a 25 mg, deteriorati o comunque siano **inutilizzabili per eseguire le analisi**, ad insindacabile giudizio del laboratorio, verrà richiesto una nuova raccolta.

Dovranno essere saldati i costi di ripetizione analisi (99€) tramite bonifico bancario se volessi ripetere nuovamente le analisi.

FIRMA (il richiedente il test)

Data ___ / ___ / _____